

# Votre Partenaire

Depuis plus  
de 15 ans

## Rééducation

### Urodynamique

### EMG

Explorations Fonctionnelles

**EMG 3000**

- Très en main rapide
- Base de données Périmé
- Accès direct aux commandes par touches spatiales.
- Plus de mémoire cartonnée et compression automatique des données sur disque Dur.
- Archivage sur DVD-DL60.
- 40 ex de page automatique et impression Laser Format A4.
- Poly-Forme évolutive.

- Filtré de sélection
- Mesures de Conductivité Rectales
- Mesures de Conductivité Vaginales
- Check des Reflèxes
- Recherche de Myofibrilles
- Périmétrie Conduct.

© 2001 - 2002

Urodynamique

Ensemble de Débitmétrie

*Quick-Débit*

- Système Complet PC Logiciel Zéphire Transmision et base de données
- Logiciel d'enregistrement sous Windows (95-98, ME, NT, 2000, XP)
- Caractéristiques très faible consommation (alimenté par la pile fournie de PC)
- Support d'Élévation Couleur Quick-Printer... (cartes éléct et interne, lecteur de la machine)

© 2001 - 2002

GE GEYRE ELECTRONIQUE

**BIOSYS**

BIOFEEDBACK INFORMATISE

BR 2000


Le Myomètre Périmé

**LE MYOMETRE**

« Le mesure de l'Activité Myoelectrique du Périmé »

© 2001 - 2002

### Instrumentation



### Accessoires / Consommables

#### ACCESSOIRES EMG 2001 - 2002




### EMG



### Urodynamique

#### ACCESSOIRES DE REEDUCATION 2001 - 2002



### Rééducation

Rééducation Périméale

Périnéomax Postérieur

Sonde Rectale Simple

Rééducation Périméale

Sonde Rectomax

Périnéomax (Antérieur)

© 2001 - 2002